

# Test de embarazo

**Para autodiagnóstico. Con una precisión superior al 99%\***

## ¿Qué es?

**Care+ Test de embarazo** es un test de embarazo rápido y fácil de realizar desde la primera falta del periodo. Detecta la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana ("HCG") que aparece en la orina desde el primer momento de un embarazo.

(Sensibilidad de 20 IU/L)

\*Según estudios clínicos en >99% de las muestras analizadas, los resultados fueron correctos.

## ¿Cómo funciona?

Durante el embarazo la mujer desarrolla la hormona gonadotropina coriónica humana ("HCG") que puede ser detectada en la orina. **Care+ Test de embarazo** contiene anticuerpos que reaccionan específicamente con esta hormona.

Cuando una muestra de orina se deja caer sobre la mitad del test, su acción capilar lleva la muestra a lo largo de la membrana.

Cuando la "HCG" de la muestra llega a la ventana del área de prueba de la membrana (T), se forma una línea de color. La ausencia de esta línea de color sugiere un resultado negativo.

A modo de control y si la prueba se ha realizado correctamente, aparecerá una línea de color en la ventana de la zona de control (C).

## Contenido del envase

1. Una bolsa con una prueba de test de embarazo y un desecante (el desecante es sólo para fines de almacenamiento y no se utiliza en el procedimiento de la prueba).
2. Un folleto con las instrucciones de uso.

## ¿Qué más necesita?

1. Si no desea orinar directamente en la tira de la prueba, se puede utilizar un recipiente de vidrio o de plástico para recoger la orina. Asegúrese de que el recipiente esté limpio y seco.
2. Un temporizador (reloj o cronómetro).

## Instrucciones de uso

### ¿Cuándo realizar la prueba?

Cualquier muestra de orina es apropiada para pruebas de embarazo, pero una muestra de la primera orina de la mañana es la óptima, ya que tiene mayor concentración de HCG.

### ¿Cómo realizar la prueba?

1. Para empezar con la prueba, abra la bolsa sellada rasgando a lo largo de la muesca. Retire el dispositivo de la bolsa.
2. Sostenga el test por la parte redondeada con una sola mano. Utilice la otra mano para quitar el tapón azul que cubre la punta absorbente.
3. Coloque y mantenga la punta absorbente en el flujo de orina durante al menos 10 segundos hasta que la punta esté completamente húmeda. **No orine más allá de la marca de la flecha.**
4. De forma alternativa, puede recoger la orina en un recipiente limpio y seco y sumergir la mitad de la punta absorbente en la orina durante al menos 3 segundos.
5. Ponga el tapón azul en el dispositivo y esperar que aparezcan las líneas de color. **Los resultados positivos se pueden observar al cabo de 1 minuto. Sin embargo para confirmar un resultado negativo, se requieren 3 minutos. No lea los resultados después de 5 minutos.**

### ¿Cómo leer los resultados?

#### Resultado Negativo (no embarazada):

Aparece solo una línea de color en la zona de control (C). No aparece ninguna línea en la zona de prueba (T). Esto indica que no ha sido detectado ningún embarazo.

#### Resultado Positivo (embarazada):

Aparecen dos líneas de color en las zonas de control (C) y de prueba (T). Esto indica que está embarazada. La intensidad del color de las líneas puede variar en cada test debido a las diferentes concentraciones de la hormona HCG que depende de lo avanzado que esté el embarazo.

#### Resultado Inválido:

No aparece ninguna línea o solo aparece una línea en la zona de prueba (T) y no en la zona de control (C). Repita la prueba con un nuevo test. Si la prueba falla otra vez, por favor, contacte con su médico o con el farmacéutico dónde haya comprado el producto con el número de lote del test.



**NOTA:** Si el color de la zona de prueba (T) es muy débil, se recomienda que la prueba se repita al cabo de 48 horas.

## ¿Qué hacer cuando conoce el resultado?

### Si el resultado es positivo (dos líneas):

Consulte a su médico. Su médico debería confirmarle que está embarazada después de evaluar las pruebas clínicas y de laboratorio. En determinadas condiciones, la prueba puede dar como resultado un falso positivo. Su médico también le asesorará sobre su embarazo dándole más información y consejos.

Ver también el apartado "Limitaciones".

### Si el resultado es negativo (una línea):

Si tiene razones como para pensar que está embarazada (por ejemplo, no le viene la menstruación), puede repetir el test unos días más tarde. Si el resultado del test es negativo otra vez, consulte con su médico.

Ver también el apartado "Limitaciones".

## Limitaciones

1. Como en cualquier test de autodiagnóstico, su médico debe de confirmarle que está embarazada después de evaluar las pruebas clínicas y de laboratorio.
2. En el caso de que la muestra de orina esté demasiado diluida, puede que no contenga un nivel representativo de HCG. Si tiene razones como para pensar que está embarazada, deberá realizar otro test al cabo de 48 horas.
3. Si el embarazo es reciente, puede que la baja concentración de HCG de un resultado negativo. En este caso, se deberá repetir el test al cabo de 48 horas.
4. En algunas ocasiones, los niveles altos de HCG son causados no por un embarazo sino por otras causas. Por lo tanto, la presencia de HCG en la muestra de orina no debería ser utilizada para diagnosticar un embarazo a menos que se haya descartado otras condiciones.
5. Detectando los niveles de HCG únicamente, no se puede distinguir si el embarazo es normal o el embarazo es ectópico. Un aborto espontáneo involuntario puede causar confusión en la interpretación de los resultados.
6. Los tratamientos de fertilidad basados en la hormona HCG, pueden provocar falsos resultados. Consulte con su médico.

## Resultados previstos

En mujeres que estén sanas y que no estén embarazadas se espera que el resultado del test de embarazo de negativo. A pesar de que los niveles de HCG son variables cuando el embarazo es reciente, Care+ Test de embarazo es capaz de detectar el embarazo el primer día después de la primera falta.

## Preguntas y respuestas

1. **Hay mucha diferencia de color en las líneas de control de dos test distintos. ¿Me tengo que preocupar? No.** Las variaciones de color de la línea de control no afectará el resultado.

2. **¿Se pueden interpretar los resultados después de más de 5 minutos? No.** Los resultados se tienen que interpretar dentro de los 5 minutos. A pesar de que un resultado positivo no debería cambiar en varios días, un resultado negativo podría cambiar a un resultado positivo después de los 5 minutos, la cual cosa podría dar un resultado equivocado. Es mejor leer los resultados dentro de los 5 minutos y luego desechar la prueba para evitar cualquier tipo de confusión.

3. **Durante la prueba, ha aparecido de fondo un color rosa y rayas verticales en la zona donde deben aparecer los resultados. ¿Me tengo que preocupar? No.** Cada muestra de orina puede variar su composición química, como también puede influir la humedad del aire de la habitación donde se está realizando el test. Estas variaciones en las condiciones físicas pueden causar el rayado vertical y/o el rosa de fondo, pero no afecta al resultado de la prueba. El test funciona correctamente si la línea de control aparece dentro de los 5 minutos.

## Precauciones

1. Este test es para uso externo. No ingerir.
2. Desechar el test después de su uso. El test no se puede utilizar más de una vez.
3. No utilizar después de la fecha de caducidad.
4. No utilizar si el envase está dañado o no está correctamente sellado.
5. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

## Almacenamiento y estabilidad


1. Almacenar entre 4°C y 30°C y con la bolsa sellada hasta la fecha de caducidad.
2. Mantener alejado de la luz solar directa, la humedad y el calor.
3. No congelar.
4. Sólo abra la bolsa poco antes de la realización de la prueba.

## Explicación de los símbolos del envase

-  Mantener alejado de la luz solar
-  Almacenar entre 4°C y 30°C
-  Mantener seco
-  No reutilizar
-  Leer las instrucciones de uso
-  Producto sanitario para diagnóstico in vitro
-  Fecha de caducidad
-  Número de lote
-  Suficiente para un test

(última actualización del texto: octubre 2016)

Distribuido en España por:  
Laboratorio STADA, S.L.,  
Frederic Mompou, 5  
08960 Sant Just Desvern  
(Barcelona)

 Fabricado por:  
HELM Medical GmbH  
Nordkanalstraße 28,  
20097 Hamburg  
ALEMANIA



